











positioning
patients for life.®

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ

СИМВОЛ	ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ЗАГЛАВИЕ И НОМЕР ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СТАНДАРТ	РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
	Дата на производство	Показва датата на производство на медицинското изделие.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.3
	Производител	Показва производителя на медицинското изделие, както е определено в директивите на ЕС 90/385/ЕИО, 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.1
	Упълномощен представител в Европейската общност	Показва упълномощения представител в Европейската общност.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.2
	Conformité Européene (Европейско съответствие)	СЕ маркировката на даден продукт е декларация от производителя, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания на съответното европейско законодателство за здравето, безопасността и защитата на околната среда.	Директива 93/68/ЕИО.	Не е приложимо
	Номер за повторна поръчка	Показва каталожния номер на производителя за идентифициране на медицинското изделие.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.6

СИМВОЛ	ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ЗАГЛАВИЕ И НОМЕР ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СТАНДАРТ	РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
	Сериен номер	Показва серийния номер на производителя за идентифициране на конкретно медицинско изделие.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.7
	Партиден код	Показва партидният код на производителя за идентифициране на партидата.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.1.5
	Вижте ръководството с инструкции/ брошурата	Показва, че ръководството с инструкции/брошурата трябва да се прочетат.	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графични символи) – Цветове за безопасност и знаци за безопасност – Регистрирани знаци за безопасност	ISO 7010-M002
	Безопасен за МРТ	Изделие, което не създава познати опасности, произтичащи от излагане на въздействието на каквато и да е МРТ среда.	ASTM F2503 – 13 Стандартна практика за маркиране на медицински изделия и други елементи във връзка с безопасността в магнитнорезонансна среда	7.3.1
	Безопасен за МРТ при определени условия	Изделие с доказана безопасност в МРТ среда при определени условия.	ASTM F2503 – 13 Стандартна практика за маркиране на медицински изделия и други елементи във връзка с безопасността в магнитнорезонансна среда	7.3.2
	Небезопасен за МРТ	Изделие, което създава неприемливи рискове за пациента, медицинския персонал или други лица в рамките на МРТ средата.	ASTM F2503 – 13 Стандартна практика за маркиране на медицински изделия и други елементи във връзка с безопасността в магнитнорезонансна среда	7.3.3
	Внимание	Показва, че е необходимо потребителят да направи справка с инструкциите за употреба за важна информация за повишено внимание, например предупреждения и предпазни мерки, които не могат, по най-различни причини, да бъдат представени върху самото медицинско изделие.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.4.4
	Общ предупредителен знак	Показва общо предупреждение	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графични символи) – Цветове за безопасност и знаци за безопасност – Регистрирани знаци за безопасност	ISO 7010-W001

СИМВОЛ	ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ЗАГЛАВИЕ И НОМЕР ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СТАНДАРТ	РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР
	Предупреждение; Електричество	Предупреждава за електричество	ISO 7010 – Graphical Symbols (ISO 7010 – Графични символи) – Цветове за безопасност и знаци за безопасност – Регистрирани знаци за безопасност	ISO 7010-W012
	Да не се използва повторно	Показва медицинско изделие, което е предназначено за еднократна употреба или за използване върху един пациент по време на единична процедура.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.4.2
	Приложна част тип В	Върху медицинско оборудване. За идентифициране на приложна част тип В в съответствие с IEC 60601-1.	IEC/TR 60878 Графични символи за електрическо оборудване в медицинската практика.	5840
	Да се пази сухо	Показва медицинско изделие, което трябва да бъде защитено от влага.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.3.4
	Чупливо, работете внимателно	Показва медицинско изделие, което може да бъде счупено или повредено, ако с него не се работи внимателно.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO и ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Медицински изделия) – Символи, които се използват в етикетите за медицински изделия – Общи изисквания.	5.3.1
	Количество	Показва количеството медицински изделия, съдържащи се в опаковката.	Не е приложимо	Не е приложимо
	Поръчка за покупка	Показва клиентския номер на поръчката за закупуване на медицинското изделие, съдържащо се в опаковката.	Не е приложимо	Не е приложимо